

**Attention :** aucun cryotube n'est destiné à être plongé directement dans la phase liquide de l'azote liquide, mais uniquement au stockage dans la phase gazeuse de l'azote. Si de l'azote liquide venait à pénétrer dans le tube, il y aurait un risque d'explosion dû à la pression engendrée par le passage de l'azote de la phase liquide à la phase gazeuse lors du retrait et/ou décongélation des tubes.



**Cryotubes à code-barres 1D ClearLine®**



**La qualité ClearLine®**

- » En polypropylène vierge de grade médical
- » Utilisables jusqu'à -196 °C
- » Exempts d'ATP
- » USP Classe VI (non cytotoxiques et non hémolytiques)
- » Stérilisés aux rayons Beta, SAL 10<sup>-6</sup>



- » Vissant bi-injecté, plastique et silicone : aucun risque de fuite et de contamination - excellente prise en main pour le vissage et le dévissage du cryotube
- » Partie étoilée sur le dessus du bouchon ; adaptée pour l'utilisation de boucheuses / déboucheuses
- » Gradués, surface d'inscription
- » Livrés avec code-barres pré-imprimés à séquences aléatoires
- » Fond permettant un verrouillage dans les portoirs en polycarbonate (tubes à fond jupé uniquement)
- » Autoclavables (ouverts) à la vapeur à 121 °C pendant 20 min.

**Cryotubes à pas de vis externe avec bouchons**



Volume (ml)	Jupe	Cryotubes avec bouchon naturel	CHF les 50
1	Oui	390700	NC -
2	Oui	390701	NC -
2	Non	390702	NC -
3	Oui	390703	NC -
4	Oui	390704	NC -
5	Oui	390705	NC -

**Cryotubes à pas de vis interne avec bouchons**



Volume (ml)	Jupe	Cryotubes avec bouchon naturel	CHF les 50
1	Oui	390706	NC -
2	Oui	390708	NC -
2	Non	390707	NC -
4	Oui	390710	NC -
4	Non	390709	NC -
5	Oui	390712	NC -
5	Non	390711	NC -

**Attention :** les cryotubes ClearLine® ne sont pas destinés à être plongés dans la phase liquide de l'azote liquide, mais à être stockés dans sa phase gazeuse. Il y a un risque d'explosion du cryotube si de l'azote liquide venait à pénétrer le tube lors de l'immersion.

**Inserts de couleur pour capuchon**

Bleu	Blanc	Jaune	Violet	Rouge	Vert	CHF les 100	Assortis	CHF les 6 x 100
390741A	390742A	390743A	390789A	390745A	390746A	NC -	390802A	NC -


**Tiges de récupération**

Pour récupérer les cryotubes dans leur boîte.



Réf.	Désignation	Unités/carton	CHF/carton
390784	Tige récupération picker cryo pour cryo tube	100	NC -
390784A	Tige récupération picker cryo pour cryo tube	10	NC -

**Portoirs en polycarbonate pour 40 cryotubes**



- » Autoclavables
- » L x l x h : 215 x 100 x 25 mm
- » Fond permettant au tube un verrouillage dans le rack

Bleu	Rouge	Vert	CHF
390494	390495	390496	NC -