

NUKLEINSÄURE-REINIGUNGSAUTOMAT

- Automatisierte Systeme für die Reinigung von DNA, RNA, Proteinen und Zellen aus einer Vielzahl von Proben wie Blut, Bakterien, Gewebe, Körperflüssigkeiten und Pflanzen
- Technologie, die auf magnetischer Trennung basiert, für Extraktion mit hohem Durchsatz und hoher Qualität ohne Kreuzkontaminationen zwischen Proben oder Reagenztransfers
- Reaktionsvolumen von 50 µl bis 1 ml
- Schneller Extraktionszyklus : 20 bis 60 Minuten
- Intuitiver Touchscreen
- Heizfunktion für optimale Lyse und Elution
- UV-Lampe zur Dekontaminierung des Automaten
- Gebrauchsfertige Programme für eine Vielzahl von Protokollen



Modell	MagnaPure mini	MagnaPure 32 Plus	MagnaPure 32	MagnaPure 96
Anzahl Wells	1 bis 16	1 bis 32	1 bis 32	1 bis 96
Probenvolumen pro Well	20 µl bis 1 ml	30 µl bis 1 ml	50 µl bis 1 ml	
Heiztemperatur	RT bis 120°C	RT bis 120°C	RT bis 120°C	
Display	4,3-Zoll-Touchscreen	7-Zoll-Touchscreen	7-Zoll-Touchscreen	
Speicherkapazität	Bis zu 100 Programme	Bis zu 500 Programme	Bis zu 100 Programme	
Schritte zur Extraktion	Lyse, Retention, Waschen, Elution	Lyse, Retention, Waschen, Elution	Lyse, Retention, Waschen, Elution	
Verbindung	USB und Ethernet	4 USB-Anschlüsse, Ethernet	4 USB-Anschlüsse, Ethernet	
Sterilisation	UV-Lampe	UV-Lampe	UV-Lampe	
Strichcode-Lesegerät	Ja	Nein	Ventilator	
Max. Versorgungsspannung (W)	450	450	450	
Maße B x T x H (cm)	20 x 26 x 30	42 x 41 x 43	40 x 47 x 45	56 x 62 x 50
Gewicht (kg)	7	20	25	54
Art. Nr.	531623	255744	255743	255745
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -



Zugehöriges Verbrauchsmaterial

	Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
MagnaPure mini	531557B	96-Well Deepwell-Platte	50	AA -
	531565B	Kämme 8 Zähne	200	AA -
MagnaPure 32	531564B	96-Well Deepwell-Platte	50	AA -
	531565B	Kämme 8 Zähne	200	AA -
MagnaPure 32 Plus	531557B	96-Well Deepwell-Platte	50	AA -
	531565B	Kämme 8 Zähne	200	AA -
	531557B	96-Well Deepwell-Platte	50	AA -
MagnaPure 96	531556B	Kämme 96 Zähne	100	AA -
	531558B	Elutionsplatte mit 96 Wells	100	AA -



Kontaktieren Sie Ihren Life Sciences Specialist bei Milian!

Deborah FEINTUCH
 Life Sciences Specialist
 dfeintuch@milian.com
 Tel. +41 79 526 13 29

EXTRAKTIONS KIT NUCLEOMAG





MACHEREY-NAGEL

Die Magnetapure-Serie wird mit „NucleoMag“-Protokollen programmiert
Magnetbeads-Kits von Macherey Nagel



Cat.No.	Description	CHF
041-872154	NucleoMag Pathogen (4x96)	AA -
041-872155	NucleoMag Dx Pathogen (4x96)	AA -
041-872157	NucleoMag DNA/RNA Water (4x96)	AA -
041-872159	NucleoMag 96 Tissue (24x96)	AA -
041-872160	NucleoMag 96 Tissue (4x96)	AA -
041-872162	NucleoMag DNA Bacteria (4x96)	AA -
041-872164	NucleoMag DNA FFPE (4x96)	AA -
041-872166	NucleoMag DNA Microbiome (4x96)	AA -
041-872168	NucleoMag RNA (4x96)	AA -
041-872172	NucleoMag Plant (24x96)	AA -
041-872173	NucleoMag Plant (4x96)	AA -
041-872175	NucleoMag 384 Plant (4x384)	AA -
041-872177	NucleoMag Blood 200 µL (4x96)	AA -
041-872178	NucleoMag Blood 3mL (1x96)	AA -
041-872180	NucleoMag cfDNA (4x48)	AA -
041-872182	NucleoMag Trace (24x96)	AA -
041-872183	NucleoMag Trace (4x96)	AA -
041-872185	NucleoMag DNA Swab (24x96)	AA -
041-872186	NucleoMag DNA Swab (4x96)	AA -
041-872188	NucleoMag Forensic (4x96)	AA -
041-872190	NucleoMag DNA Forensic (4x96)	AA -
041-872192	NucleoMag Virus (4x96)	AA -
041-872210	NucleoMag DNA Food (4x96)	AA -



Kontaktieren Sie Ihren Life Sciences Specialist bei Milian!

Deborah FEINTUCH
 Life Sciences Specialist
 dfeintuch@milian.com
 Tel. +41 79 526 13 29